

QUALIBra
advanced

Postoperative Sternum
und Brustunterstützung

 Brustmessung OBEN Brüste:	Standard Körbchengrößen D, DD, E	Übergroße Körbchengrößen F, FF und höher
	Bestellnummern:	Bestellnummern:
75 - 84 cm	QADV-XS	QADV-XS Plus
84 - 92 cm	QADV-S	QADV-S Plus
92 - 100 cm	QADV-M	QADV-M Plus
100 - 108 cm	QADV-L	QADV-L Plus
108 - 113 cm	QADV-XL	QADV-XL Plus
113 - 122 cm	QADV-XXL	QADV-XXL Plus
122 - 134 cm	QADV-XXXL	QADV-XXXL Plus
134 - 148 cm	QADV-4XL	QADV-4XL Plus
Bei Körbchengrößen, die kleiner als D sind, empfehlen wir die Verwendung der QualiBreath-Stütze für Brustbein und Brustkorb.		
Zubehör	Bestellnummern:	
Nachsorgepaket (QualiBra Advanced + QualiPad + AxillaPad im waschbaren Netz)	QTKIT + QADV Größe	
QualiPad Gurtpolster (1 Stück)	QTSEPA	

Enthält kein Naturlatex (kein NRL).

Wird einzeln verpackt mit Gebrauchsanweisung geliefert.

Waschen und Pflege: QualiBra Advanced kann bei 30°

Gewaschen werden. Nicht trocknergeeignet.

Patentiert
EP3108863



Innen:
Chirurgisches
Geschick

Außen:
Der Schutz durch
QualiBra Advanced

QUALIBra
advanced


Von Krankenschwestern
entworfene Stütze für Brust
und Brustbein bei Frauen



QUALITEAM

Località Nassio Sopra 15A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY


Tel: +39 0125 54691
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com




QTQADVHLDE.16.01-01

Warum der innere Verschluss des Brustbeins auch von außen Unterstützung benötigt:

Wundinfektionen:



Erhöhtes Risiko für Frauen und adipösen Patienten:



Chronische Schmerzen und pulmonale Komplikationen:



Durchschnittliche Kosten bei sternalen Komplikationen:



“Evaluation of external chest supports based on the entire recovery process in and out of the hospital to avoid offset costs of long term complications and medications”. Eine vollständige Auflistung der Referenzen finden Sie auf www.qualiteam.com und auf www.sygan.de

Beugt Komplikationen vor, unterstützt die Genesung und verringert die Kosten

QUALIBra
advanced

Postoperative Sternum und Brustunterstützung

Reduzieren Sie Infektionen von Sternumwunden:

Der QualiBra Advanced ergänzt den internen Verschluss, durch konstante seitliche Stabilisierung des Brustbeins und bei Druckspitzen im Thorax (z.B. beim Husten, Niesen, Mobilisierung oder bei Anspannungen). Die Patientin kann die integrierten Taschen zur Verstärkung der Stützwirkung nutzen.

Vertikale Bänder an beiden Seiten der Büstenhalter wirken der Gravitation entgegen und separieren die Brüste, um die Wunde von Feuchtigkeit und Wärme frei zu halten, um die Sternumwunde vor Infektionen zu schützen.



Schmerzen und pulmonale Komplikationen verringern:

Der QualiBra Advanced reduziert Schmerzen, weil die vertikalen Bänder einen leichten, schmerzlosen Zugriff auf die Wunde ermöglichen, während die Brust weiterhin gestützt wird.

Die Stütze von Brust und Brustbein „erinnert“ die Patientin konstant daran, dass ihre Wunde geschützt wird, was dabei hilft sie zu tieferen Atemzügen und früherer Mobilisierung zu ermutigen und beim Husten stützt.



Erholung und ästhetische Wundheilung fördern:

Der QualiBra Advance ermöglicht der Patientin eine bessere Kontrolle der Schmerzen und Atmung und fördert die Genesung.

Die vertikalen Bänder halten das Brustgewebe sanft von der Sternumwunde fern und verhelfen so zu einer ästhetischeren Wundheilung, was Frauen aller Altersgruppen zu schätzen wissen werden.



Pflege und Schutz der Wunde über den Rahmen des Krankenhauses hinaus verbessern:

Das Sternumband gestattet bei Notfällen, gestattet bei Notfällen, zur Untersuchung und zur Pflege einen raschen und unkomplizierten Zugang zur Wunde, ohne dass der Büstenhalter geöffnet oder die Brüste entblößt werden müssen.

Der weiche, elastische Büstenhalter aus Baumwolle, der keine Nähte oder Schilder hat, die mit der Haut in Kontakt kommen, und ein ultraleichtes belüftetes Brustband sorgen zusammen mit den leicht justierbaren Verschlüssen für außergewöhnlichen Komfort und verbessern die Mitarbeit der Patientinnen bei der Anwendung zu Hause, bis das Brustbein und die chirurgische Wunde verheilt sind.

