

# QUALIBREATH

Postoperative sternum  
und Thoraxunterstützung



← CM →  
Für das korrekte Vermessen  
platzieren Sie das Maßband  
oberhalb der Brust.



Bestellnummern	Brustumfang CM	Höhe
QB XS	75 - 84 cm	
QB S	84 - 92 cm	
QB M	92 - 100 cm	
QB L	100 - 108 cm	
QB XL	108 - 113 cm	
QB XXL	113 - 122 cm	
QB XXXL	122 - 134 cm	
QB 4XL	134 - 148 cm	

Sollte eine sehr enge Passform gewünscht sein,  
so wählen Sie eine kleinere Größe.

Bestellnummern	Beschreibung
QTKIT + QB Größe	Nachsorgepaket (QualiBreath + QualiPad + AxillaPad im waschbaren Netz)
QTSEPA	QualiPad Gurtpolster (1 Stück)
QBAX	AxillaPad (2 Stück)

Enthält kein Naturlatex (NRL).

Wird einzeln verpackt mit Gebrauchsanweisung geliefert.  
Waschen und Pflege: QualiBreath kann bei 30°  
gewaschen werden. Nicht trocknergeeignet.



Patentiert  
EP1578219



**QUALITEAM**

Località Nassio Sopra 15A  
10010 Chiaverano (TO),  
ITALY

Tel: +39 0125 54691  
info@qualiteam.com  
www.qualiteam.com



QTOBHIDE.16.01-01

Innen:  
Chirurgisches  
Geschick

Außen:  
Der Schutz durch  
QualiBreath


**QUALIBREATH**

Die von Pflegekräften entwickelte  
Sternum und Thoraxunterstützung




# Warum der innere Verschluss des Brustbeins auch von außen Unterstützung benötigt:


## Wundinfektionen:



## Erhöhtes Risiko für Frauen und adipösen Patienten:



## Chronische Schmerzen und pulmonale Komplikationen:



## Durchschnittliche Kosten bei sternalen Komplikationen:



“Evaluation of external chest supports based on the entire recovery process in and out of the hospital to avoid offset costs of long term complications and medications”. Eine vollständige Auflistung der Referenzen finden Sie auf [www.qualiteam.com](http://www.qualiteam.com) und auf [www.sygan.de](http://www.sygan.de)

# Beugt Komplikationen vor, unterstützt die Genesung und verringert die Kosten

## QUALIBREATH Postoperative Sternum und Thoraxunterstützung

Die einzige externe Brustunterstützung mit Doppelfunktion: konstante seitliche Stabilisierung des Brustbeins mit integrierten Griffen für eine verbesserte Stütze der Brust.

### Reduziert die Wundinfektion:

QualiBreath ergänzt den inneren Wundverschluss durch eine seitliche Stabilisierung des Brustbeins. Zusätzlich kann der Patient die integrierten Griffen verwenden, um den inneren Druck zu verstärken. (z.B. beim Husten, Niesen, Mobilisierung oder Pressen)

### Vermindert den Schmerz und pulmonale Komplikationen:


QualiBreath unterstützt die Hals-Atem-Muskulatur und hilft, Narbenschmerzen zu verringern. Das Tragen erinnert den Patienten ständig, dass der Sternum Schnitt geschützt werden muss. Die unteren Lungenlappen können sich frei ausdehnen, da dieser Bereich nicht bedeckt ist. Dies fördert die tiefe Atmung, das Husten und ermöglicht eine frühe Mobilisation.

### Verstärkt das Sternum von außen und fördert die frühzeitige Genesung:

QualiBreath ergänzt die sternalen Drähte und wirkt den auf das Brustbein drückenden Kräften beim Husten, Niesen und Pressen entgegen. Allein bei Fettleibigkeit ist der der konstante Druck auf das Brustbein ähnlich wie beim Husten (bis zu 300 mmHg). QualiBreath ermöglicht dem Patienten eine bessere Kontrolle über den Schmerz und die Atmung, was wiederum die Genesung fördert.\*

### Verbessern Sie den Komfort und den Krankenhausaufenthalt Ihres Patienten:

Das ultraleichte, atmungsaktive Material bietet einen außergewöhnlichen Komfort und erleichtert die Nutzung im Krankenhaus und zu Hause, bis die Wunde verheilt ist.\*



\*El-Ansary et al. Clinical management and rehabilitation of persistent sternal instability International Journal of Therapy and Rehabilitation, September 2015, Vol 22, No 9

\*El-Ansary et al. Control of Separation in Sternal Instability by Supportive Devices: A Comparison of an Adjustable Fastening Brace, Compression Garment, and Sports Tape. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:1775-81.