


QUALIBREATH

Postoperative
sternum & thorax support



← CM →

Misurare SOPRA il torace per
una corretta taglia



Codici d'ordine	Circonferenza CM	Altezza
QB XS	75 - 84 cm	
QB S	84 - 92 cm	
QB M	92 - 100 cm	
QB L	100 - 108 cm	
QB XL	108 - 113 cm	
QB XXL	113 - 122 cm	
QB XXXL	122 - 134 cm	
QB 4XL	134 - 148 cm	
Se si desidera una misura molto stretta, scegliere una taglia più piccola.		
Codici d'ordine	Descrizione	
QTKIT + QB taglia	Kit Postoperatorio (QualiBreath + QualiPad + AxillaPad forniti in una rete di lavaggio)	
QTSEPA	QualiPad Protezione cintura di sicurezza (singola unità)	
QBAX	AxillaPad (paio)	

Non contiene lattice di gomma naturale (no NRL).
Fornito in confezione singola con Istruzioni per l'uso.
Lavaggio e cura: QualiBreath è lavabile a 30°C.
Non centrifugare.

Per ordinare chiamare

Numero Verde Gratuito
800 66 05 23

email: info@qualiteam.com

per acquisti online www.qualiteam.com

Prodotto in Italia

QUALITEAM s.r.l. 

Località Nasso Sopra 15A Tel: +39 0125 54691
10010 Chiaverano (TO), Fax: +39 0125 54794
ITALY info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



QT-QBH.15.15.11-01

All'interno:

L'abilità
del chirurgo

All'esterno:


La protezione del
QualiBreath

QUALIBREATH


Supporto per il torace e lo sterno
ideato da un'infermiera

Perché la chiusura interna dello sterno ha bisogno di protezione dall'esterno?


Infezioni della ferita sternale:



Aumento del rischio per donne e pazienti obesi:




Dolore cronico e complicazioni polmonari



Costo medio delle complicazioni della ferita sternale:



I tassi di riammissione in chirurgia cardiaca sono tra i più elevati: 16% in media



Prevenire le complicazioni, accelerare il recupero e diminuire i costi di cura.

QUALIBREATH Supporto per il torace e lo sterno

L'unico supporto toracico esterno a doppia funzione: Costante stabilizzazione laterale dello sterno con maniglie integrate per aumentare il supporto toracico.

Riduce le infezioni della ferita sternale:

QualiBreath completa la chiusura interna fornendo una costante stabilizzazione laterale dello sterno. Inoltre il paziente può usare le maniglie integrate per rinforzare il supporto nei momenti di picco della pressione toracica interna (tosse, starnuti e sforzi).

Diminuisce il dolore e le complicazioni polmonari:

QualiBreath supporta i muscoli respiratori doloranti e le costole e aiuta a diminuire il dolore incisionale. E' una costante promemoria per il paziente per ricordare di proteggere l'incisione sternale. I lobi inferiori dei polmoni possono espandersi liberamente perché quest'area non è coperta, promuovendo così una respirazione profonda, incoraggiando la pronta mobilizzazione e aiutando anche nei momenti di tosse.

Rinforza lo sterno esternamente e accelera il recupero:

QualiBreath è un completamento della chiusura sternale che contrasta le forze dello sterno in caso di tosse, starnuti, sforzi e in caso di obesità in quanto procura una pressione costante sullo sterno simile alla tosse (fino a 300 mmHG). QualiBreath dona al paziente un miglior controllo del dolore e della respirazione migliorando i tempi di recupero.

Migliora il comfort del paziente e l'esperienza ospedaliera:

Il materiale ventilato e ultraleggero dona un comfort eccezionale che ne garantisce l'uso in ospedale e a casa fino a che lo sterno e la ferita chirurgica siano guarite.

