

Si votre médecin l'autorise, vous pouvez prendre une douche ou un bain avec votre Midline, à condition de couvrir le cathéter et de le recouvrir d'une housse de protection pour la douche et le bain ou d'un film plastique. Vous éviterez ainsi que le pansement ne soit mouillé. Vous pouvez les commander sur www.piccline.ch. Ensuite, vérifiez que le pansement n'est pas mouillé ou ne s'est pas détaché. L'endroit de la piqure doit rester sec, un pansement mouillé représente un risque d'infection.

Prévenez votre médecin si:

- vous observez des rougeurs, des douleurs, des gonflements ou un écoulement de liquide au point d'injection de Midline sur le bras
- vous souffrez de fièvre, de frissons
- vous rencontrez des problèmes lors de l'entretien de votre cathéter
- des difficultés apparaissent lors de l'administration de médicaments
- le cathéter est endommagé de quelque manière que ce soit, fuit, se déchire ou se casse
- Si le bouchon se détache ou fuit
- Si le pansement est humide

Pour commander des manchons de protection pour le PICC et Midline ou des protections étanches pour la douche et le bain, consultez

www.piccline.ch



Glutz-Blotzheim Strasse 1, 4500 Solothurn

Tel: +41 34 448 14 14

MCM MEDSYS
Together to excellence


*Image de couverture: Adobe
Stock Photos: jrm-photoworks*

Midline Cathéter

Chère patiente, cher patient

En raison de votre maladie et du traitement médicamenteux dont vous avez besoin, vous avez décidé, avec votre médecin, de vous faire poser un cathéter Midline.

La présente brochure a pour but de vous familiariser avec l'utilisation sûre du Midline au quotidien et de répondre aux questions que vous ou votre famille pourriez avoir sur ce cathéter.




MCM MEDSYS
Together to excellence

Qu'est-ce qu'un Midline?

Un Midline est un accès vasculaire d'environ 20 cm de long, introduit au niveau du bras. L'extrémité du cathéter se termine dans une veine périphérique, devant le pli de l'aisselle. Le Midline a l'avantage de pouvoir être mis en place très facilement et d'être porté pendant plusieurs semaines. Le Midline est utilisé pour vous administrer des médicaments et des liquides par une veine, à domicile ou à l'hôpital.

Contrairement aux lignes de perfusion courtes que vous avez peut-être déjà eues sur votre main ou votre avant-bras, un Midline peut rester dans votre bras pendant plusieurs semaines et ne doit pas être changé régulièrement. Il est également possible de prélever des échantillons de sang sur votre Midline.



Comment insérer un Midline?

Un Midline est introduit dans la partie supérieure du bras par un médecin ou un infirmier qualifié, sous anesthésie locale et sous contrôle échographique. Votre bras est désinfecté et recouvert de champs stériles afin de maintenir la zone propre. Une fois le Midline inséré, un pansement stérile est appliqué sur le point d'injection du bras.

Comment mon Midline est-il entretenu?

Pour le soin, le pansement doit être changé une fois par semaine. Si le pansement est mouillé ou souillé, il doit être changé immédiatement. Le changement de pansement est effectué par le personnel infirmier.

Le Midline n'est pas cousu, mais fixé à la peau à l'aide d'un patch de fixation spécial, qui est changé si nécessaire. Pour protéger le Midline, il est possible d'enfiler une housse sur le bras. Ceux-ci peuvent être commandés sur www.piccline.ch.



Le Midline est fermé par un capuchon stérile à la base du cathéter. Celui-ci maintient le cathéter fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ces capuchons de fermeture permettent d'accéder au cathéter sans être retirés. Ils sont changés au moins une fois par semaine ou selon les instructions de votre médecin. Avant chaque administration de médicament ou de liquide, le capuchon de fermeture est nettoyé avec un désinfectant.

La manipulation et le soin du Midline peuvent varier selon l'hôpital ou le cabinet médical. Certains Midline n'ont qu'une seule ouverture (lumière) et d'autres peuvent avoir plusieurs lumières. Il existe une multitude de produits différents. Votre médecin déterminera le Midline qui vous convient le mieux.

A prendre en considération à la maison

Le cathéter est visible sur le haut du bras. Cela ne nuit pas à votre ligne médiane si vous bougez votre bras et effectuez des activités quotidiennes. Évitez les efforts importants de traction et de poids ainsi que les sports de contact (par ex. les arts martiaux).